



ГЛАВНЫЙ ОФИС: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,
UNITED KINGDOM - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГОЛОВНИЙ ОФІС: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

НЕПЗП КЕҢСЕ: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,
UNITED KINGDOM - ҰЛЫБРИТАНИЯ

HEAD OFFICE: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,
UNITED KINGDOM

WWW.EMACTIVE.COM

ИНСТРУКЦИЯ

MAGICTOUCH[®]
ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ E&M ACTIVE®

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР E&M ACTIVE®. МЫ ПРЕДАНЫ ДЕЛУ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. НАША МИССИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ КАЖДОМУ В МИРЕ ЛУЧШИЕ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРОДУКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДИЗАЙНА.

НАДЕЕМСЯ, ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ НОВЫМ ПРОДУКТОМ ОТ E&M ACTIVE.® ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ХРАНИТЕ ЕЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПРОСМОТРЕТЬ ЕЕ В БУДУЩЕМ.

**В E&M ACTIVE® МЫ СОЗДАЕМ КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ,
А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛИЗУЕМ ЛЮБОВЬ.**

НАША ФИЛОСОФИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ СЛЕДУЕТ ПРОЖИВАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, А ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ДОЛЖНЫ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКЕ. ПОСЕТИТЕ НАС НА САЙТЕ WWW.EMACTIVE.COM

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ

| | |
|--------------------------------------|----|
| ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ..... | 3 |
| ВАШ ПРОДУКТ..... | 4 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ..... | 13 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 14 |
| УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 15 |

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИЧЕСКОГО МАССАЖЕРА MAGIC TOUCH®, ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

- ✓ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- ✓ ЭТО НЕ ИГРУШКА, ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
- ✓ ВСЕГДА ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТЕ, НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО.

RU



ТАКЖЕ В КОМПЛЕКТЕ:



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB



СУМКА ИЗ МЯГКОЙ ТКАНИ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

ПОДСОЕДИНИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB К КОМПЬЮТЕРУ ИЛИ АДАПТЕРУ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВХОДНЫМ USB ПОРТОМ.


КОГДА УСТРОЙСТВО НАЧНЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ, ИНДИКАТОР СТАНЕТ КРАСНЫМ; КОГДА ЗАРЯДКА ОКОНЧИТСЯ – ИНДИКАТОР СТАНЕТ ЗЕЛЕНЫМ.

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ, КОГДА ОНО ПОДКЛЮЧЕНО К ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ. ЕСЛИ ВЫ ВКЛЮЧИТЕ ЕГО ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, ОНО АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ.

УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫМ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И КРЕПЛЕНИЯ НАДЕЖНО ПОДСОЕДИНЕНЫ, А ТАКЖЕ ЧТО УСТРОЙСТВО ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НАХОДИТСЯ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ E&M ACTIVE®.



MAGICTOUCH®
ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР



- 1. КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
- 2. ИНДИКАТОР ПРОЦЕССА ЗАРЯДКИ
- 3. ИНДИКАТОР РЕЖИМОВ

- УРОВЕНЬ 1: АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ, ТЕПЛО, ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ И МУЗЫКА
- УРОВЕНЬ 2: АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ, ТЕПЛО, ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
- УРОВЕНЬ 3: АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ, ТЕПЛО
- УРОВЕНЬ 4: ТОЛЬКО АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ✓ ОТКРОЙТЕ КОРОБКУ И ВЫНЬТЕ УСТРОЙСТВО.
- ✓ СНИМИТЕ ВСЮ ЗАЩИТНУЮ УПАКОВКУ.
- ✓ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ОТВЕЧАЕТ УКАЗАННОМУ НА ЭТИКЕТКЕ.
- ✓ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО.
- ✓ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ИЗ РОЗЕТКИ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА.

 КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА. ВЫ УСЛЫШИТЕ ОДИН ВЫСОКИЙ ЗВУК, КОТОРЫЙ БУДЕТ СИГНАЛИЗИРОВАТЬ О ГОТОВНОСТИ. ВЫ МОЖЕТЕ НАЖАТЬ ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМЫ УСТРОЙСТВА; ИНДИКАТОР ДИСПЛЕЯ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ СОГЛАСНО УРОВНЮ, НА КОТОРОМ ВЫ НАХОДИТЕСЬ. ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА НАЖМИТЕ КНОПКУ И УДЕРЖИВАЙТЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.

| МАГНИТНОЕ ПОЛЕ | ТЕПЛО | АКУПРЕССУРА | ВИБРОМАССАЖ |
|----------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 1100*2 GS (ИНДУКЦИОННАЯ СИЛА) | 39±3°C | МАКС. 45 кПа | 13500±15% об/мин |

 "УМНЫЙ" РАЗМИНАЮЩИЙ АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ

 ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ

 ЭКСКЛЮЗИВНО НАПИСАННАЯ МУЗЫКА

 ДЛИННОВОЛНОВОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО

 МАГНИТОТЕРАПИЯ



MAGIC TOUCH®
ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР

ПРЕИМУЩЕСТВА:


ВАШ ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР ОБЪЕДИНЯЕТ «УМНЫЙ» АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ, ДЛИННОВОЛНОВОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО И ВИБРОМАССАЖ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ В РАССЛАБЛЕНИИ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ. ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР MAGIC TOUCH® МОЖЕТ ПОМОЧЬ:

- ✓ СНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ В ВИСКАХ, ГОЛОВНУЮ БОЛЬ И НАПРЯЖЕНИЕ ВОКРУГ ГЛАЗ;
- ✓ УЛУЧШИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ;
- ✓ СНИЗИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ТЕМНЫХ КРУГОВ И ОТЕКОВ;
- ✓ УЛУЧШАЕТ СОН;
- ✓ ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ И УСПОКАИВАЕТ РАЗУМ;
- ✓ ПОМОГАЕТ ПРИ СИНДРОМЕ СУХИХ ГЛАЗ;
- ✓ СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ.

МАГНИТОТЕРАПИЯ (МАССАЖ ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ)

В НАШЕМ ОПТИЧЕСКОМ МАССАЖЕРЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ МАССАЖ ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАССАЖА ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ, И НЕЖНОЕ ОЩУЩЕНИЕ РАССЛАБЛЯЮЩЕГО МАССАЖА.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ? МЫ ВСЕ СОСТОИМ ИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЧАСТОТ (ИЛИ ВИБРАЦИЙ). ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО МАССАЖА И ТЕРАПИИ ОКАЗЫВАЕТ БЫСТРЫЙ И ПОЗИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ НА ТЕЛО. ПОМОЩЬ КЛЕТКАМ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИХ ПРИРОДНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ АКТИВИРОВАТЬ ПРИРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ТЕЛА.



МАГНИТОТЕРАПИЯ (МАССАЖ ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ СОСТОЯТ ИЗ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ПОЛЮСОВ МАГНИТА, КОТОРЫЕ ОТТАЛКИВАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА, И КАЖДАЯ СТОРОНА ИМЕЕТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. МАГНИТЫ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ, ЧТО ПОМОГАЕТ ПРИ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ СО СЛАБОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, НАПРИМЕР, МИГРЕНИ И ГОЛОВНОЙ БОЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕССА.

МАГНИТЫ ЮЖНОГО ПОЛЮСА СУЖАЮТ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, ОКАЗЫВАЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УМЕНЬШАЯ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ В ТКАНЯХ И СНИМАЯ ОТЕКИ.



МАГНИТОТЕРАПИЯ (МАССАЖ ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ)



MAGICTOUCH®
ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В НАШЕМ ОПТИЧЕСКОМ МАССАЖЕРЕ СТИМУЛИРУЮТ ВЫРАБОТКУ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ, ЧТО ПОМОГАЕТ ВАМ РАССЛАБИТЬСЯ. ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ ПРИРОДОЙ – ТО ОСВЕЖАЮЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ У ВОДОПАДА, НА ПЛЯЖЕ ИЛИ ПОСЛЕ ГРОЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОГЛОЩЕНИЯ ВАШИМ ТЕЛОМ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ.

ПАР ОТ ГОРЯЧЕГО ДУША ВЫРАБАТЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ. ВОТ ПОЧЕМУ ГОРЯЧИЙ ДУШ – ЭТО ЧАСТО ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО РАЗБУДИТЬ НАС УТРОМ.

ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ ИМЕЮТ МНОЖЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ. ВОТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

- ✓ УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ И ЯСНОСТИ РАЗУМА
- ✓ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ И УЛУЧШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
- ✓ УЛУЧШЕНИЕ СНА
- ✓ ОБЛЕГЧЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ И ПЛОХОГО САМОЧУВСТВИЯ

**ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР MAGIC TOUCH®
МОЖЕТ СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ГЛАЗ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАННОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:**



РАБОТОЙ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ



ПРОСМОТРОМ ТВ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СМАРТФОНА



ВОЖДЕНИЕМ



ЧТЕНИЕМ

ПОЛУЧИТЕ ОТ НАШЕГО ПРОДУКТА КАК МОЖНО БОЛЬШЕ:

УСТРОЙСТВО ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПРОВОДНЫМ, И ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ЛЮБОМ МЕСТЕ, ДОМА ИЛИ НА УЛИЦЕ.

НАШ ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ – ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКУ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА НЕОБХОДИМОГО РЕЖИМА.

«УМНЫЙ» АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ К ФОРМЕ ВАШЕГО ЛИЦА, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЛИЧНОГО КОМФОРТА.

НАШ ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР МАССИРУЕТ ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО НЕ СОЗДАЕТ НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ НА САМИ ГЛАЗА. ЭТО ТАКЖЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ СКВОЗЬ СТЕКЛО.

МАГНИТОТЕРАПИЯ ПРОТАЛКИВАЕТ ЭНЕРГИЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ГЛУБЖЕ ВНУТРЬ И СКВОЗЬ ТЕЛО, ПОМОГАЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ БОЛЬ В МЯГКИХ ТКАНЯХ И ПРОИЗВОДЯ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.

ПРОДУКТ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮЩЕЙ СВОБОДНОГО ПОЛЯ ЗРЕНИЯ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В ЧРЕЗМЕРНО ТЕПЛОЙ ИЛИ ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ КАКИМИ-ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ ИЛИ ЕСЛИ ВЫ НЕДАВНО ПЕРЕНЕСЛИ ОПЕРАЦИЮ НА ГЛАЗАХ. ТАКЖЕ ЭТО УСЛОВИЕ КАСАЕТСЯ СЛУЧАЕВ ГЛАУКОМЫ, КАТАРАКТЫ И ОТСЛОЕНИЯ СЕТЧАТКИ.

УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ЭТОГО ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ. ЭТО УСЛОВИЕ ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕТЕЙ.

УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ УДОБНЫМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ. ЕСЛИ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ КАКОЙ-ЛИБО ДИСКОНФОРТ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО.

УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВМЕСТЕ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНИМИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.

ДЛЯ ЧИСТКИ УСТРОЙСТВА СНАРУЖИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ СУХУЮ ТКАНЬ. НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОКРОЙ ИЛИ ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ТАКЖЕ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРИОДИЧЕСКИ ЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО МЯГКОЙ ТКАНЬЮ ИЗНУТРИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ГРЯЗИ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ТОРГОВАЯ МАРКА | E&M ACTIVE/MAGICTOUCH® |
| ПРОДУКТ | ОПТИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР |
| МОДЕЛЬ: | EM01 |
| ПИТАНИЕ | ПОСТОЯННЫЙ ТОК 5В/ 0&A /5Вт |
| ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР | 3,7 В 1150 мАч 426 Втч |
| НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ | 15 МИНУТ |
| ФОРМАТ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ | Мр3 (8-128 кбит/с) |
| ПАМЯТЬ | 16 МБ |
| РАЗМЕР ПРОДУКТА | 220 мм X 125 мм X 81 мм |
| РАЗМЕР УПАКОВКИ | 186 мм X 140 мм X 105 мм |
| ВЕС НЕТТО | 0,3 КГ |
| ВЕС БРУТТО | 0,7 КГ |

*ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ. ЭТИКЕТКУ ПРОДУКТА. СПРОЕКТИРОВАНО И РАЗРАБОТАНО E&M ACTIVE В ЛОНДОНЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.



ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ. ЭТО УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ДИРЕКТИВАМ, КОТОРЫЕ ЕГО КАСАЮТСЯ.

THIS APPLIANCE CONFORMS WITH HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL STANDARDS FOR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, INCLUDING WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE, AND HAS A CLASS III ELECTRIC SHOCK PREVENTION CERTIFICATION.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ.
2. НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ НА УСТРОЙСТВО ИЛИ ВНУТРЬ НЕГО.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЧИСТКИ УСТРОЙСТВА МОКРУЮ ТКАНЬ. ДЛЯ ЧИСТКИ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ СУХУЮ ТКАНЬ. ТАКЖЕ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРИОДИЧЕСКИ ЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО МЯГКОЙ ТКАНЬЮ ИЗНУТРИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ГРЯЗИ.
4. КОГДА ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВАШЕ УСТРОЙСТВО, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ХРАНИТЬ ЕГО В ОРИГИНАЛЬНОЙ КОРОБКЕ. ВАЖНО ХРАНИТЬ ЕГО В БЕЗОПАСНОМ И СУХОМ МЕСТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПЫЛИ.

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ГАРАНТИИ

ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ГАРАНТИРУЕТ НОРМАТИВНЫЙ ПЕРИОД ГАРАНТИИ. УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ГАРАНТИИ ОДИН (1) ГОД, НАЧИНАЯ С ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИЛИ В ЧЕКЕ ПРОДАЖИ. ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА, ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ РЕМОНТЕ, ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ. ИЗДЕЛИЕ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МЕСТО ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА ВАШ СЧЕТ.

ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПАРТНЕРОМ E&M ACTIVE®, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПРОДУКТА: НА ПРОТЯЖЕНИИ УКАЗАННОГО ПЕРИОДА ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ОСУЩЕСТВИТ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ КАКОЙ-ЛИБО ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА БЕСПЛАТНО, ЕСЛИ ПРОДУКТ БУДЕТ ПРИЗНАН ДЕФЕКТНЫМ. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗНОС, ОШИБКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, СЛУЧАЙНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ, КОММЕРЧЕСКОЕ ИЛИ ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ УСТРОЙСТВА, НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДИЛЕРОМ АГЕНТОМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ НЕ ПРИВЕДЕТ К ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ КЛИЕНТА.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|------------------------|--|---|
| УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ | УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО. | ВКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО. |
| | ЗАКОНЧИЛСЯ ЗАРЯД. | ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР. |
| | USB / МИКРО USB ПОДКЛЮЧЕН НЕПРАВИЛЬНО. | ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ ПОДКЛЮЧИЛИ И ПОДСОЕДИНИЛИ USB / МИКРО USB ПРАВИЛЬНО. |
| | ПРОДУКТ ПОВРЕЖДЕН. | ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ. |
| МАССАЖ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ. | ЗАРЯД УСТРОЙСТВА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. | ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСТВО И ВЕРНИТЕСЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ. |



СЕРДЕЧНЕ ВІТАННЯ ВІД E&M ACTIVE®

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР E&M ACTIVE®. МИ ВІДДАНІ СПРАВИ ВДОСКОНАЛЛЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я. НАША МІСІЯ ПОЛЯГАЄ У ПРОПОЗИЦІЇ ВСІМ У СВІТІ НАЙКРАЩИХ З МОЖЛИВИХ ПРОДУКТІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НАЙВИЩИМ СТАНДАРТАМ ЯКОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДИЗАЙНУ.

СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО ВИ НАСОЛОДЖУЄТЕСЬ НОВИМ ПРОДУКТОМ E&M ACTIVE®. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРСТАННЯМ ТА ТРИМАЙТЕ ЇЇ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕГЛЯДІВ.

У E&M ACTIVE® МИ СТВОРЮЄМО КРАСУ ТА ЗДОРОВ'Я І МАТЕРІАЛІЗУЄМО ЛЮБОВ.

НАША ФІЛОСОФІЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ЖИТТЯ СЛІД ПРОЖИВАТИ З ЗАДОВОЛЕННЯМ, А ЗДОРОВ'Я ТА КРАСА ПОВИННІ НАДИХАТИСЯ ЛЮБОВ'Ю.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАШУ ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ. ВІДВІДАЙТЕ НАШ САЙТ WWW.EMACTIVE.COM

ДАВАЙТЕ ПОЧНЕМО

| | |
|--|----|
| ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ РОБОТУ..... | 3 |
| ВАШ ПРОДУКТ..... | 4 |
| БЕЗПЕКА..... | 13 |
| ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ..... | 14 |
| ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ..... | 15 |

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИЧНОГО МАСАЖЕРА MAGISTOUCH®, ВАМ СЛІД ЗНАТИ

- ✓ ПРИБАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
- ✓ ЦЕ НЕ ІГРАШКА, ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ.
- ✓ ТРИМАЙТЕ У МІСЦІ, НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОМАШНІХ ТВАРИН, У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, НАВІТЬ ЯКЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЕ.

ТАКОЖ В КОМПЛЕКТІ:



ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

ПІД'ЄДНАЙТЕ USB ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДО КОМП'ЮТЕРА АБО АДАПТЕРА З ВІДПОВІДНИМ ВХІДНИМ USB ПОРТОМ.


КОЛИ ПРИБАД ПОЧНЕ ЗАРЯДЖАТИСЯ, ІНДИКАТОР СТАНЕ ЧЕРВОНИМ. КОЛИ ЗАРЯДКУ ЗАВЕРШЕНО, ІНДИКАТОР СТАНЕ ЗЕЛЕНИМ.

ВИ НЕ МОЖЕТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИБАДОМ, КОЛИ ВІН ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ. ЯКЩО ВИ ВВІМКНЕТЕ ЙОГО ПІД ЧАС ЗАРЯДКИ, ВІН АВТОМАТИЧНО ВИМКНЕТЬСЯ.

ПРИСТРІЙ ПОСТАЧАЄТЬСЯ ПОВНІСТЮ ЗІБРАНИМ. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, ЩО ВСІ КОМПОНЕНТИ ТА КРІПЛЕННЯ НАДІЙНО ПРИЄДНАНІ, ТА ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, ЩО ПРИСТРІЙ ПЕРЕБУВАЄ У ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЖОДНИХ ДОДАТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, НЕ РЕКОМЕНДОВАНИХ E&M ACTIVE.®



MAGICTOUCH®
О П Т И Ч Н И Й М А С А Ж Е Р



1. КНОПКУ ВВИМК./ВИМК.
2. ІНДИКАТОР ПРОЦЕСУ ЗАРЯДКИ
3. ІНДИКАТОР РЕЖИМІВ

- РІВЕНЬ 1: АКУПРЕСУРНИЙ МАСАЖ, ТЕПЛО, ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ ТА МУЗИКА
 РІВЕНЬ 2: АКУПРЕСУРНИЙ МАСАЖ, ТЕПЛО ТА ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ
 РІВЕНЬ 3: АКУПРЕСУРНИЙ МАСАЖ ТА ТЕПЛО
 РІВЕНЬ 4: ТІЛЬКИ АКУПРЕСУРНИЙ МАСАЖ

ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- ✓ ВІДКРИЙТЕ КОРОБКУ ТА ВИЙМІТЬ ПРИЛАД.
- ✓ ЗНІМІТЬ ВСЮ ЗАХИСНУ УПАКОВКУ.
- ✓ СЛІД ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, ЩО НАПРУГА, ЯКА НАДХОДИТЬ З РОЗЕТКИ, ВІДПОВІДАЄ ВКАЗАНІЙ НА ЕТИКЕТЦІ.
- ✓ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ПОВНІСТЮ ЗАРЯДИТИ ПРИЛАД.
- ✓ ВИМКНІТЬ З РОЗЕТКИ ПІСЛЯ ЗАРЯДКИ ТА НАТИСНІТЬ КНОПКУ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ.

 КНОПКА ВВИМК./ВИМК.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ КНОПКУ ДЛЯ ВВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ. ТОДІ ВІН ВИДАСТЬ ОДИН ВИСОКИЙ ЗВУК ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГОТОВНІСТЬ. ВИ МОЖЕТЕ НАТИСНУТИ ЦЮ КНОПКУ ДЛЯ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ ПРИЛАДУ. ІНДИКАЦІЯ ДИСПЛЕЮ БУДЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ВІДПОВІДНО ДО РІВНЯ, НА ЯКОМУ ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ. УТРИМУЙТЕ КНОПКУ НАТИСНУТОЮ ТРИВАЛИЙ ЧАС ДЛЯ ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ


| МАГНІТНЕ ПОЛЕ | ТЕПЛО | АКУПРЕСУРА | ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ |
|--------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 1100*2 GS (ІНДУКЦІЙНА СИЛА) | 39±3°C | МАКС. 45 кПа | 13500±15% об/хв |

 "РОЗУМНИЙ" РОЗМИНАЮЧИЙ АКУПРЕСУРНИЙ МАСАЖ

 ЕКСКЛЮЗИВНО НАПИСАНА МУЗИКА

 МАГНІТОТЕРАПІЯ

 ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ

 ДОВГОХВИЛЬОВЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ ТЕПЛО



MAGIC TOUCH®
ОПТИЧНИЙ МАСАЖЕР

ПЕРЕВАГИ:

ВАШ ОПТИЧНИЙ МАСАЖЕР ПОЄДНУЄ "РОЗУМНИЙ" АКУПРЕСУРНИЙ МАСАЖ, ДОВГОХВИЛЬОВЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ ТЕПЛО ТА ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ ДЛЯ ДОПОМОГИ У РОЗСЛАБЛЕННІ ОБЛАСТІ НАВКОЛО ОЧЕЙ. ОПТИЧНИЙ МАСАЖЕР MAGIC TOUCH® МОЖЕ ДОПОМОГТИ:


- ✓ ЗНЯТИ ТИСК У СКРОНЯХ, ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ТА НАПРУГУ НАВКОЛО ОЧЕЙ;
- ✓ ПОКРАЩИТИ ЦИРКУЛЯЦІЮ;
- ✓ ЗНИЗИТИ ПОЯВУ ТЕМНИХ КІЛ ТА НАБРЯКІВ;
- ✓ СПРИЯЄ КРАЩОМУ СЛУХУ;
- ✓ ПІДІЙМАЄ НАСТРІЙ ТА ЗАСПОКОЮЄ РОЗУМ;
- ✓ ДОПОМАГАЄ ПРИ СИНДРОМІ СУХИХ ОЧЕЙ;
- ✓ ЗНИМАЄ ВТОМУ.

UA

МАГНІТОТЕРАПІЯ (МАСАЖ МАГНІТОМ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ)

У НАШОМУ ОПТИЧНОМУ МАСАЖЕРІ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО МАСАЖ ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ, ЯКИЙ ПОЄДНУЄ ПЕРЕВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАСАЖУ ГЛИБОКИХ ТКАНИН ТА НІЖНЕ ВІДЧУТТЯ МАСАЖУ ДЛЯ РОЗСЛАБЛЕННЯ.


ЩО ВІН РОБИТЬ? МИ ВСІ СКЛАДАЄМОСЯ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЧАСТОТ (АБО ВІБРАЦІЙ) ТАКИМ ЧИНОМ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНОГО МАСАЖУ ТА ТЕРАПІЇ СПРАВЛЯЄ ШВИДКИЙ ТА ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ НА ТІЛО. ДОПОМОГА КЛІТИНАМ У ВІДНОВЛЕННІ ЇХ ПРИРОДНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ МОЖЕ ДОПОМОГТИ АКТИВУВАТИ ПРИРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗЦІЛЕННЯ ТІЛА.



МАГНІТОТЕРАПІЯ (МАСАЖ МАГНІТОМ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ)

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? МАГНІТНІ ПОЛЯ СКЛАДАЮТЬСЯ З ПІВНІЧНОГО ТА ПІВДЕННОГО ПОЛЮСІВ МАГНІТА, ЯКІ ВІДШТОВХУЮТЬСЯ ОДИН ВІД ОДНОГО, І КОЖНИЙ БІК МАЄ СВОЄ ЗАСТОСУВАННЯ. МАГНІТИ ПІВНІЧНОГО ПОЛЮСА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН, ЩО ДОПОМАГАЄ З БУДЬ-ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, СПРИЧИНЕНИМИ СЛАБКОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ, ТАКИХ ЯК МІГРЕНІ ТА ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, СПРИЧИНЕНИЙ СТРЕСОМ.

МАГНІТИ ПІВДЕННОГО ПОЛЮСА ЗВУЖУЮТЬ КРОВОНОСНІ СУДИНИ, ЗМУШУЮЧИ ЇХ ДО ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ, ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ РІДИНИ ТА НАБРЯКІВ.

**МАГНІТОТЕРАПІЯ (МАСАЖ МАГНІТОМ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ)**

MAGICTOUCH®
О П Т И Ч Н И Й М А С А Ж Е Р

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ У НАШОМУ ОПТИЧНОМУ МАСАЖЕРІ СТИМУЛЮЮТЬ ВИРОБНИЦТВО НЕГАТИВНО ЗАРЯДЖЕНИХ ІОНІВ, ЩО ДОПОМАГАЄ ВАМ РОЗСЛАБИТИСЯ. НЕГАТИВНО ЗАРЯДЖЕНІ ІОНИ ВИРОБЛЯЮТЬСЯ ПРИРОДОЮ - ТЕ ОСВІЖУЮЧЕ ВІДЧУТТЯ, ЯКЕ ВИ ОТРИМУЄТЕ БІЛЯ ВОДОСПАДУ, НА ПЛЯЖІ АБО ПІСЛЯ ГРОЗИ Є РЕЗУЛЬТАТОМ ПОГЛИНАННЯ НЕГАТИВНО ЗАРЯДЖЕНИХ ІОНІВ ВАШИМ ТІЛОМ.

ПАРА ВІД ГАРЯЧОГО ДУШУ ВИРОБЛЯЄ НЕГАТИВНО ЗАРЯДЖЕНІ ІОНИ. ОСЬ ЧОМУ ГАРЯЧИЙ ДУШ ЧАСТО Є ЄДИНИМ ЕФЕКТИВНИМ ШЛЯХОМ РОЗБУДИТИ ВАС ВРАНЦІ.

НЕГАТИВНО ЗАРЯДЖЕНІ ІОНИ МАЮТЬ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ПОЗИТИВНИХ ЕФЕКТИВ. ОСЬ ДЕЯКІ З НИХ:

- ✓ ПОКРАЩЕННЯ САПОМОЧУТТЯ ТА ЯСНОСТІ РОЗУМУ
- ✓ ПОКРАЩЕННЯ РІВНІВ ЕНЕРГІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ
- ✓ СПРИЯННЯ КРАЩОМУ СЛУ
- ✓ ЗМЕНШЕННЯ ГОЛОВНОГО БОЛЮ ТА ПОГАНОВОГО САМОПОЧУТТЯ

**ОПТИЧНИЙ МАСАЖЕР MAGIC TOUCH®
МОЖЕ ЗНЯТИ НАПРУГУ ОЧЕЙ,
СПРИЧИНЕНУ ПОВСЯКДЕННОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ, В ТОМУ ЧИСЛІ:**



КОРИСТУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРОМ



ПЕРЕГЛЯД ТБ



КОРИСТУВАННЯ
СМАРТФОНОМ



КЕРУВАННЯ
ТРАНСПОРТОМ



ЧИТАННЯ

ОТРИМАЙТЕ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ВІД ВАШОГО ПРОДУКТУ:

ПРИСТРІЙ Є БЕЗДРОТОВИМ, І ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО У БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ
ВДОМА АБО НА ВУЛИЦІ.

НАШ ОПТИЧНИЙ МАСАЖЕР МОЖНА РЕГУЛЮВАТИ – ВИКОРИСТОВУЙТЕ КНОПКУ
УПРАВЛІННЯ, ЩОБ ОБРАТИ ПОТРІБНИЙ РЕЖИМ.

"РОЗУМНИЙ" АКУПРЕСУРНИЙ МАСАЖ ПРИСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ФОРМИ ВАШОГО ОБЛИЧЧЯ
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩОГО РІВНЯ ОСОБИСТОГО КОМФОРТУ.

НАШ ОПТИЧНИЙ МАСАЖЕР МАСАЖУЄ НАВКОЛО ОЧЕЙ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩО НЕ СПРИЧИНЯЄ
ЖОДНОГО ТИСКУ НА САМІ ОЧІ. ЦЕ ТАКОЖ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ МОЖЕТЕ БАЧИТИ КРІЗ СКЛО
ПІД ЧАС ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

МАГНІТОТЕРАПІЯ ПРОШТОВХУЄ ЕНЕРГІЮ ЗНАЧНО ГЛИБШЕ ВСЕРЕДИНУ ТА КРІЗЬ ТІЛО,
ДОПОМАГАЮЧИ КОНТРОЛЮВАТИ БІЛЬ У М'ЯКИХ ТКАНИНАХ ТА СПРАВЛЯЮЧИ
ТОНІЗУЮЧИЙ ЕФЕКТ.

ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКТ:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТУПНІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.

ПРОДУКТ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ АБО ВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВИМАГАЄ ПОВНОГО ПОЛЯ ЗОРУ.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ У БУДЬ-ЯКОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ЯКЕ Є ЗАНАДТО ТЕПЛИМ АБО ВОЛОГИМ.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД, ЯКЩО СТРАЖДАЄТЕ НА БУДЬ-ЯКЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ОЧЕЙ АБО НЕЩОДАВНО ПЕРЕНЕСЛИ ОПЕРАЦІЮ НА ОЧІ. ЦЕ ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ ВИПАДКІВ ГЛАУКОМИ, КАТАРАКТИ ТА ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ.

ПРИЛАД НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКИМИ ОСОБАМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ, СЕНСОРНИМИ АБО РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, АБО НЕДОСТАТНІМ ДОСВІДОМ ТА ЗНАННЯМИ. ЦЕ ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ ДІТЕЙ.

ПРИЛАД ПОВИНЕН БУТИ ЗРУЧНИМ У ВИКОРИСТАННІ, НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ НИМ, ЯКЩО ВІДЧУВАЄТЕ БУДЬ-ЯКИЙ ДИСКОНФОРТ.

ПРИЛАД НЕПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ; ЗНІМІТЬ БУДЬ-ЯКІ КОНТАКТНІ ЛІНЗИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПРИЛАДУ ВИКОРИСТОВУЙТЕ М'ЯКУ СУХУ ТКАНИНУ, НІКОЛИ НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ МОКРОЮ АБО ВОЛОГОЮ ТКАНИНОЮ. МИ ТАКОЖ РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРІОДИЧНО ЧИСТИТИ ПРИЛАД М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ ВСЕРЕДИНІ, ДЛЯ УНИКНЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ БРУДУ.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА | E&M ACTIVE/MAGICTOUCH® |
| ПРОДУКТ | ОПТИЧНИЙ МАСАЖЕР |
| МОДЕЛЬ: | EM01 |
| ЖИВЛЕННЯ | ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 5В/ 0&A /5Вт |
| ВБУДОВАНИЙ АКУМУЛЯТОР | 3,7 В 1150 мАг 4,26 Втг |
| НОМІНАЛЬНИЙ ЧАС | 15 ХВИЛИН |
| ФОРМАТ МУЗИЧНОГО СУПРОВОДУ | Мр3 (8-128 кбіт/с) |
| ПАМ'ЯТЬ | 16 МБ |
| РОЗМІР ПРОДУКТУ | 220 мм X 125 мм X 81 мм |
| РОЗМІР УПАКОВКИ | 186 мм X 140 мм X 105 мм |
| ВАГА НЕТТО | 0,3 КГ |
| ВАГА БРУТТО | 0,7 КГ |

*ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДИВ. ЕТИКЕТКУ ПРОДУКТУ. СПРОЕКТОВАНО ТА РОЗРОБЛЕНО E&M ACTIVE У ЛОНДОНІ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ.



ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ.
ЦЕЙ ПРИЛАД ВІДПОВІДАЄ ВСІМ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ДИРЕКТИВАМ, ЯКІ ЙОГО СТОСУЮТЬСЯ.

THIS APPLIANCE CONFORMS WITH HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL STANDARDS FOR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, INCLUDING WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE, AND HAS A CLASS III ELECTRIC SHOCK PREVENTION CERTIFICATION.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 1.ЗАВЖДИ ВІД'ЄДНУЙТЕ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖИ ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ.
- 2.НЕ ЛИЙТЕ ВОДУ АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ РІДИНУ НА ПРИЛАД АБО ВСЕРЕДИНУ ПРИЛАДУ.
- 3.НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МОКРУ ТКАНИНУ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ. ЗАСТОСОВУЙТЕ М'ЯКУ СУХУ ТКАНИНУ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ. МИ ТАКОЖ РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРІОДИЧНО ЧИСТИТИ ПРИЛАД М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ ВСЕРЕДИНИ, ДЛЯ УНИКНЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ БРУДУ.
- 4.МИ ПРОПОНУЄМО ЗБЕРІГАТИ ВАШ ПРИЛАД У ОРИГІНАЛЬНІЙ КОРОБЦІ, ЯКЩО ВІН НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ. ВАЖЛИВО ЗБЕРІГАТИ ЙОГО У БЕЗПЕЧНОМУ ТА СУХОМУ МІСЦІ, ЗАХИЩЕНОМУ ВІД ПИЛУ.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГАРАНТІЇ

ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ГАРАНТУЄ НОРМАТИВНИЙ ПЕРІОД ГАРАНТІЇ. ПРИСТРІЙ МАЄ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД ГАРАНТІЇ ОДИН (1) РІК, ПОЧИНАЮЧИ З ДАТИ, ВКАЗАНОЇ У РАХУНКУ ОРИГІНАЛЬНОГО ПРИДБАННЯ, АБО У ЧЕКУ ПРОДАЖУ. ЯКЩО ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ У ВИКОРИСТАННІ ВАШОГО ПРИЛАДУ, ОБСЛУГОВУВАННІ АБО РЕМОНТІ, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З ОРИГІНАЛЬНИМ МІСЦЕМ ПРОДАЖУ. ВИРІБ, ЯК ПРАВИЛО, ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ОРИГІНАЛЬНОГО МІСЦЯ ПРИДБАННЯ ЗА ВАШ РАХУНОК.

ГАРАНТІЯ, НАДАНА ПАРТНЕРОМ E&M ACTIVE®, ОБМЕЖУЄТЬСЯ РЕМОНТОМ АБО ЗАМІНОЮ ПРОДУКТУ: ПРОТЯГОМ ВКАЗАНОГО ПЕРІОДУ ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ВИКОНАЄ РЕМОНТ АБО ЗАМІНУ БУДЬ-ЯКОЇ ДЕТАЛІ ПРИСТРОЮ БЕЗКОШТОВНО, ЯКЩО ПРОДУКТ БУДЕ ВИЗНАНО ДЕФЕКТНИМ. ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ЗНОС, ПОМИЛКИ КОРИСТУВАЧА, ВИПАДКОВЕ ПОШКОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ КАТАСТРОФИ, КОМЕРЦІЙНЕ АБО ЗАГАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ, ВЖИВАНІ ПРИСТРОЇ, НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО РЕМОНТ, ВИКОНАНИЙ НЕ УПОВНОВАЖЕНИМ ДИЛЕРОМ АГЕНТОМ З ОБСЛУГОВУВАННЯ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЇ НЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ПОВНОЇ ЗАМІНИ ПРИЛАДУ АБО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ КЛІЄНТА



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| НЕСПРАВНОСТІ | МОЖЛИВА ПРИЧИНА | РІШЕННЯ |
|-----------------------|--|---|
| ПРИСТРІЙ НЕ ПРАЦЮЄ | ПРИСТРІЙ ВИМКНЕНО. | ВВИМКНУТИ ПРИСТРІЙ. |
| | СКІНЧИВСЯ ЗАРЯД. | ЗАРЯДИТИ АКУМУЛЯТОР. |
| | USB / МІКРО USB НЕПРАВИЛЬНО ПІДКЛЮЧЕНИЙ. | ПІД ЧАС ЗАРЯДКИ СЛІД УПЕВНИТИСЯ, ЩО ВИ ПЕРЕВІРИЛИ ПРАВИЛЬНІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА З'ЄДНАННЯ USB / МІКРО USB . |
| | ПОШКОДЖЕННЯ ПРОДУКТУ. | ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ. |
| МАСАЖ СПОВІЛЬНЮЄТЬСЯ. | ЗАРЯД ПРИЛАДУ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ. | ЗАРЯДИТИ ПРИЛАД ТА ПОНОВИТИ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЛЯ ЗАРЯДКИ. |



E&M ACTIVE® АТЫНАН ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚҰТТЫҚТАУЛАР

E&M ACTIVE® ТАҢДАҒАНЫҒЫЗ ҮШІН АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ. БІЗ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТҮЗЕУ ІСІНЕ БЕРІЛГЕНБІЗ. БІЗДІҢ МИССИЯ ӘЛЕМДЕГІ ӘРҚАЙСЫСЫНА САПА, ТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ДИЗАЙННЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ СТАНДАРТТАРЫНА САЙ КЕЛЕТІН ЫҚТИМАЛ ӨНІМДЕРІНІҢ ТАҢДАУЛЫЛАРЫН ҰСЫНУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

СІЗ E&M ACTIVE® ЖАҢА ӨНІМІМЕН РАХАТТАНАСЫЗ ДЕП СЕНЕМІЗ. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫҢДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҒЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЛЕШЕКТЕ ОҚИ АЛАТЫНДАЙ ҚАУІПСІЗ ЖЕРДЕ САҚТАҒЫЗ.

**E&M ACTIVE-те® БІЗ ӘСЕМДІК ПЕН ДЕНСАУЛЫҚТЫ ЖАСАЙМЫЗ,
СОНДАЙ-АҚ СҮЙІСПЕНШІЛІКТІ ІСКЕ АСЫРАМЫЗ.**

БІЗДІҢ ФИЛОСОФИЯ ӨМІРДІ РАҚАТТЫЛЫҚПЕН СҮРУ КЕРЕК, АЛ ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ӘСЕМДІК СҮЙСІНУШІЛІКПЕН ШАБЫТТАНУ ТИІС ДЕГЕНДІ БІЛДІРЕДІ.

БІЗДІҢ САУДА ТАҢБАМЫЗ ТУРАЛЫ АРТЫҚ БІЛУ ҮШІН WWW.EMACTIVE.COM САЙТЫМЫЗҒА КЕЛІҢІЗ

БАСТАЙЫҚ

| | |
|--|----|
| ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ АЛДЫҢДА..... | 3 |
| СІЗДІҢ ӨНІМІҢІЗ..... | 4 |
| ҚАУІПСІЗДІК..... | 13 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ..... | 14 |
| КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ..... | 15 |

MAGISTOUCH® ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕРІН ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА СІЗ БІЛГЕНІҢІЗ ЖӨН

- ✓ ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ҒАНА ҚОЛДАНЫЛУҒА АРНАЛҒАН.
- ✓ БҰЛ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС; ӨНІМ ТЕК ҮЛКЕНДЕРГЕ ҒАНА АРНАЛҒАН.
- ✓ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНАБАСАҢЫЗ ДА, ОНЫ ӘРҚАШАНДА БАЛАЛАР ЖӘНЕ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ ТИМЕЙТІН ЖЕРДЕ САҚТАҢЫЗ.

KZ

СОНЫМЕН БІРГЕ ЖИЫНТЫҚТА

USB ЗАРЯДТАУ
ҚҰРЫЛҒЫСЫЖҰМСАҚ МАТАДАН
ЖАСАЛҒАН СӨМКЕОІ

АККУМУЛЯТОРДЫҢ ЗАРЯДТАУ ЖАБДЫҒЫ

USB ЗАРЯДТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН КОМПЬЮТЕРГЕ НЕМЕСЕ USB ТИІСТІ КІРУ ПОРТЫМЕН БЕЙІМДЕУІШКЕ ҚОСЫҢЫЗ.


ҚҰРЫЛҒЫ ЗАРЯДТАУДЫ БАСТАҒАНДА, ИНДИКАТОР ҚЫЗЫ БОЛАДЫ, ЗАРЯДТАУ АЯҚТАЛҒАНДА ИНДИКАТОР ЖАСЫЛ БОЛАДЫ.

ҚҰРЫЛҒЫ ЗАРЯДТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНА ҚОСЫЛҒАН КЕЗДЕ СІЗ ОНЫ ПАЙДАЛАНА АЛМАЙСЫЗ. ЕГЕР СІЗ ОНЫ ЗАРЯДТАУ КЕЗІНДЕ ҚОСАҢЫЗ, ОЛ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ СӨНДІРІЛЕДІ.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖИНАЛҒАН ТҮРІНДЕ ЖЕТКІЗІЛЕДІ. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ ҚҰРАМДАСТАР ЖӘНЕ БЕКІТКІШТЕР СЕНІМДІ БЕКІТІЛГЕНІНЕ, СОНДАЙ-АҚ ҚҰРЫЛҒЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА МІНСІЗ ЖАҒДАЙДА БОЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ. E&M ACTIVE ҰСЫНБАҒАН БАСҚА ЕШҚАНДАЙ ҚОСЫМША ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ПАЙДАЛАНАБАҢЫЗ.®



MAGICTOUCH®
ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕР



1. ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫ.
2. ЗАРЯДТАУ ҮДЕРІСІНІҢ ИНДИКАТОРЫ
3. РЕЖИМДЕРДІҢ ИНДИКАТОРЫ

- 1 ДЕҢГЕЙ: АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ, ЖЫЛУ, ДІРІЛДІ УҚАЛАУ ЖӘНЕ МУЗЫКА
- 2 ДЕҢГЕЙ: АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ, ЖЫЛУ, ДІРІЛДІ УҚАЛАУ ЖӘНЕ МУЗЫКА
- 3 ДЕҢГЕЙ: АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ, ЖЫЛУ
- 4 ДЕҢГЕЙ: АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ ҒАНА

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ДАЙЫНДЫҚ

- ✓ ҚОРАПТЫ АШЫҢЫЗ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ШЫҒАРЫҢЫЗ.
- ✓ БҮКІЛ ҚОРҒАНЫС ҚАПТАМАСЫН АЛЫП ТАСТАҢЫЗ.
- ✓ ЖЕЛІДЕГІ КЕРНЕУ ЗАТТАҢБАДА КӨРСЕТІЛГЕНІНЕ САЙ БОЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗГЕН ЖӨН.
- ✓ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТОЛЫҒЫМЕН ЗАРЯДТАУ КЕРЕК.
- ✓ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗАРЯДТАУДАН КЕЙІН РЕЗЕТКІДЕН СӨНДІРІҢІЗ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ ҮШІН ҚАУАТТАНДЫРУ БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.

 ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫ.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ ҮШІН ОСЫ БАТЫРМАНЫ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. СІЗ ЖАЛҒЫЗ ДЫБЫСТЫ ЕСТІСІЗ, БҮЛ ДАЙЫНДЫҚ ТУРАЛЫ КӨРСЕТЕДІ. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІН ӨЗГЕРТУ ҮШІН СІЗ ОСЫ БАТЫРМАНЫ БАСА АЛАСЫЗ; ДИСПЛЕЙ ИНДИКАТОРЫ СІЗ БОЛАТЫН ДЕҢГЕЙІҢІЗГЕ СӘЙКЕС ӨЗГЕРІЛЕДІ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ СӨНДІРУ ҮШІН БАТЫРМАНЫ БАСЫҢЫЗ ЖӘНЕ БІРАЗ УАҚЫТ ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ.

| МАГНИТТІК ӨРІС | ЖЫЛУ | АКУПРЕССУРА | ДІРІЛДІ УҚАЛАУ |
|--------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 1100*2 GS (ИНДУКЦИЯЛЫҚ КҮШ) | 39±3°C | МАКС. 45 кПа | 13500±15% айн/мин |

 «АҚЫЛДЫ» ҰҚАЛАП ЖҰМСАРТУ АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ

 ДІРІЛДІ УҚАЛАУ

 ЭКСКЛЮЗИВ ТҮРІНДЕ ЖАЗЫЛҒАН

 ҰЗЫНТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУ

 МУЗЫКА МАГНИТТІК ТЕРАПИЯ



MAGIC TOUCH®
ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕР

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

КӨЗ АЙНАЛАСЫНЫҢ ӨЛСІЗДЕНУІНЕ КӨМЕКТЕСУ ҮШІН СІЗДІҢ ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕРІҢІЗ «АҚЫЛДЫ» АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫҢЫЗДЫ, ҰЗЫНТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУ МЕН ДІРІЛДІ УҚАЛАУДЫ БІРІКТІРЕДІ.

MAGIC TOUCH® ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕРІ КӨМЕКТЕСЕ АЛАДЫ:

- ✓ САМАЙДАҒЫ ҚЫСЫМДЫ, БАС АУЫРУЫН ЖӘНЕ КӨЗ АЙНАЛАДАҒЫ КЕРНЕУДІ АЛЫП ТАСТАУҒА;
- ✓ АЙНАЛЫМДЫ ЖАҚСАРТУҒА;
- ✓ ҚАРАЙҒАН ЖЕРЛЕРІ МЕН ІСІКТЕРДІҢ ТУЫНДАУЫН АЗАЙТУҒА;
- ✓ ҰЙҚЫНЫ ЖАҚСАРТАДЫ;
- ✓ КӨҢІЛ КӨТЕРЕДІ ЖӘНЕ АҚЫЛДЫ ТЫНЫШТАНДЫРАДЫ;
- ✓ ҚҰРҒАҚ КӨЗ СИНДРОМЫ КЕЗІНДЕ КӨМЕКТЕСЕДІ;
- ✓ ШАРШАҒАНДЫҚТЫ ШЕШЕДІ.


МАГНИТТІК ТЕРАПИЯ (АЙНАЛАТЫН МАГНИТ АРҚЫЛЫ УҚАЛАУ)

БІЗДІҢ ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕРДЕ БІЗ АЙНАЛАТЫН МАГНИТ АРҚЫЛЫ УҚАЛАУДЫ ПАЙДАЛАНАМЫЗ, ОЛ ТЕРЕҢ ҰЛПАЛАРДЫ УҚАЛАУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ТИІМДІЛІГІН ЖӘНЕ ӨЛСІРІТЕТІН УҚАЛАУДЫҢ НӘЗІК СЕЗІМІН БІРІКТІРЕДІ.

ОЛ НЕ ІСТЕЙДІ? БІР ТҮГЕЛ ЭЛЕКТРМАГНИТТІК ЖИІЛІКТЕРДЕН (НЕМЕСЕ ДІРІЛДЕУЛЕРДЕН) ТҰРАМЫЗ.

СӨЙТІП МАГНИТТІК УҚАЛАУ МЕН ТЕРАПИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ ДЕНЕГЕ ТЕЗ ЖӘНЕ ПОЗИТИВТІК ӨСЕР ЕТЕДІ.

ЖАСУШАЛАРҒА ОЛАРДЫҢ ТАБИҒИ ЭЛЕКТРМАГНИТТІК ӨРІСІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДЕГІ КӨМЕК ДЕНЕ ЖАЗЫЛУДЫҢ ТАБИҒИ МЕХАНИЗМДЕРІН АКТИВТЕНДІРУГЕ ЖӨРДЕМДЕСЕДІ.



МАГНИТТІК ТЕРАПИЯ (АЙНАЛАТЫН МАГНИТ АРҚЫЛЫ УҚАЛАУ)

Бұл қалай әсер етеді? Магниттік өрістер солтүстік және оңтүстік полюстернен құрылған, олар бір-бірінен ітеріледі және әрбір жақтың өз қолдануы бар. Солтүстік полюс магниттері қан тамырларының кеңейту үшін қолданылады, бұл әлсіз айналыммен, мәселен, күйзелу нәтижесіндегі мигрень және бас ауыруымен байланысты, әртүрлі мәселелер барысында көмектеседі.

Оңтүстік полюс магниттері қан тамырларын тарылтады, ұлпаларда сұйықтықты азайтып және ісіктерді басып қабынуға қарсы әсер етеді.

**МАГНИТТІК ТЕРАПИЯ (АЙНАЛАТЫН МАГНИТ АРҚЫЛЫ УҚАЛАУ)****MAGICTOUCH®**

О П Т И К А Л Ы Қ М А С С А Ж Е Р

Біздің оптикалық массажердегі электрмагниттік өрістер теріс зарядталған иондар өндіруді ынталандырады, бұл сізге әлсіреуге көмектеседі. Теріс зарядталған иондар табиғатпен өндіріледі – сіздің сарқырама жанында, жағажайда немесе найзағайдан кейін сезінетін сергіткіш сезіміңіз дененіңіздің көптеген теріс зарядталған иондарды жұту нәтижесі болып табылады.

Ыстық душ буы теріс зарядталған иондарды өндіреді. Сондықтан ыстық душ – бұл көбінесе бізді таңертең оята алатын жалғыз құрал болатынның себебі.

Теріс зарядталған иондардың көптеген оң әсерлері бар. Солардың бірнешеулері ғана:

- ✓ КӨҢІЛ-КҮЙ МЕН АҚЫЛ САРАЛЫЛЫҒЫН ЖАҚСARTY
- ✓ ҚУАТ ДЕҢГЕЙІН КӨТЕРУ ЖӘНЕ ЗЕЙІН ҚОЮДЫ ЖАҚСARTY
- ✓ ҰЙҚЫНЫ ЖАҚСARTY
- ✓ БАС АУЫРУЫН ЖӘНЕ НАШАР КӨҢІЛ-КҮЙДІ ЖЕҢІЛДЕТУ

MAGIC TOUCH® ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕРІ
КЕЛЕСІМЕН ТУЫНДАҒАН КҮН САЙЫНҒЫ
ӨРЕКЕТ ЕТУ НӘТИЖЕСІНДЕГІ КӨЗ
ШАРШАҒАНДЫҒЫН ЖЕҢІЛДЕТЕ АЛАДЫ:



КОМПЬЮТЕРМЕН
ЖҰМЫС ІСТЕУМЕН



ТД ҚАРАУМЕН



СМАРТФОН
ПАЙДАЛАНУМЕН



МАШИНА ЖҮРГІЗУМЕН



ОҚУМЕН

БІЗДІҢ ӨНІМІЗДЕН МҮМКІН БОЛҒАНША АРТЫҚ АЛЫҢЫЗ:

ҚҰРЫЛҒЫ СЫМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ СІЗ ОНЫ КЕЗ КЕЛГЕН ЖЕРДЕ, ҮЙДЕ НЕМЕСЕ ДАЛАДА
ПАЙДАЛАНА АЛАСЫЗ.

БІЗДІҢ ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕРІМІЗДІ РЕТТЕУГЕ БОЛАДЫ – ҚАЖЕТТІ РЕЖИМ ТАҢДАУ ҮШІН БАСҚАРУ
БАТЫРМАСЫН ҚОЛДАНЫҢЫЗ.

ЖЕКЕ ЖАЙЛЫЛЫҚТЫҢ МАКСИМАЛДЫ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН «АҚЫЛДЫ» АКУПРЕССУРА
УҚАЛАУЫ СІЗДІҢ БЕТІҢІЗГЕ БЕЙІМДЕЛЕДІ.

БІЗДІҢ ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕР КӨЗДІҢ ӨЗІНЕ ЕШҚАНДАЙ ҚЫСЫМ ЖАСАМАЙ, КӨЗ АЙНАЛАДАҒЫ
ТЕРІНІ УҚАЛАЙДЫ. БҰЛ ОНЫ ПАЙДАЛАНҒАН УАҚЫТТА СІЗ ШЫНЫ АРҚЫЛЫ КӨРЕ АЛАТЫНЫҢЫЗДЫ
БІЛДІРЕДІ.

МАГНИТТІК ТЕРАПИЯ АУЫРУДЫ ЖҰМСАҚ ҰЛПАЛАРДА ДЕНЕ АРҚЫЛЫ БАЙҚАУҒА КӨМЕКТЕСЕ
ОТЫРЫП ЖӘНЕ СЕРГІТЕТІН ӘСЕРІН ЖҮРГІЗЕ ОТЫРЫП, ҚҰАТТЫ ІШІНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ТЕРЕҢ
ӨТКІЗЕДІ.

ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА:

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА КЕЛЕСІ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ.

ӨНІМДІ АВТОМОБИЛЬДІ БАСҚАРҒАН УАҚЫТЫНДА НЕМЕСЕ КӨРУДІҢ БОС ӨРІСІН ТАЛАП ЕТЕТІН ҚАНДАЙ БОЛСА ДА БАСҚА ҚЫЗМЕТ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙДЫ.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨТЕ ЫСТЫҚ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДЫ ОРТАДА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

КӨЗ АУРУЛАРЫНА ШАЛДЫҚҚАН БОЛСАҢЫЗ НЕМЕСЕ ЖАҚЫНДА КӨЗГЕ ОПЕРАЦИЯ ЖАСАҒАН БОЛСАҢЫЗ, ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. ОСЫ ШАРТ ГЛАУКОМА, СУҚАРАҢҒЫ ЖӘНЕ КӨЗ ТОРЫНЫҢ ҚАБАТТАЛУ ЖАҒДАЙЛАРЫНА ДА АРНАЛҒАН.

ҚҰРЫЛҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ, СЕНСОРЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ ҚАБІЛЕТТЕРІ ШЕКТЕЛГЕН ТҰЛҒАЛАРМЕН, СОНДАЙ-АҚ ТӨЖІРИБЕСІ МЕН БІЛІМДЕРІ ЖЕТКІЛІКСІЗ ТҰЛҒАЛАРМЕН ҚОЛДАНУ ҮШІН АРНАЛМАҒАН. ОСЫ ШАРТ БАЛАЛАРҒА ДА ТАРАЛАДЫ.

ҚҰРЫЛҒЫ ПАЙДАЛАНУДА ЫҢҒАЙЛЫ БОЛУЫ ТИІС. ЕГЕР СІЗ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА ЖАЙСЫЗДЫҚ СЕЗЕТІН БОЛСАҢЫЗ, ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖАНАСҚАН ЛИНЗАЛАРМЕН БІРГЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАН. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА, ӨТІНЕМІЗ, ЖАНАСҚАН ЛИНЗАЛАРДЫ ШЕШІҢІЗ.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ СЫРТТАН ТАЗARTY ҮШІН ЖҰМСАҚ МАТАНЫ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. СУЛАНҒАН НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДЫ МАТАНЫ ЕШҚАШАН ҚОЛДАНБАҢЫЗ. СОНЫМЕН ҚАТАР, ЛАСТЫҢ КӨБЕЮІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БІЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖҰМСАҚ МАТАМЕН МЕРЗІМДІ ТАЗARTUDY ҰСЫНАМЫЗ.

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| САУДА ТАҢБАСЫ | E&M ACTIVE/MAGICTOUCH® |
| ӨНІМ | ОПТИКАЛЫҚ МАССАЖЕР |
| ҮЛГІСІ: | EM01 |
| ҚҰАТТАНДЫРУ | ТҰРАҚТЫ ТОҚ 5В/ 0.8А /5Вт |
| КІРІКТІРІЛГЕН АККУМУЛЯТОР | 3,7 В 1150 мАс 4,26 Втс |
| АТАУЛЫ УАҚЫТ | 15 МИНУТ |
| МУЗЫКАЛЫҚ СҮИЕМЕЛДЕУ НЫСАНЫ | MP3 (8-128 кбит/с) |
| ЖАДЫ | 16 МБ |
| ӨНІМ ӨЛШЕМІ | 220 мм X 125 мм X 81 мм |
| ҚАПТАМА ӨЛШЕМІ | 186 мм X 140 мм X 105 мм |
| ТАЗА САЛМАҒЫ | 0,3 КГ |
| ЖАЛПЫ САЛМАҒЫ | 0,7 КГ |

*АСА ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ӨНІМНІҢ ЗАТТАҢБАСЫН ҚАР. ҰЛЫБРИТАНИЯ, ЛОНДОНДА E&M ACTIVE ЖОБАЛАНҒАН ЖӘНЕ ӨЗІРЛЕНГЕН.



ҚЫТАЙДА ӨНДІРІЛГЕН. ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫ ӨЗІНЕ ҚАТЫСТЫ БАРЛЫҚ ЕУРОПАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДИРЕКТИВАЛАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ.

THIS APPLIANCE CONFORMS WITH HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL STANDARDS FOR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, INCLUDING WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE, AND HAS A CLASS III ELECTRIC SHOCK PREVENTION CERTIFICATION.

КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. ТАЗАРТУ АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨРҚАШАН СӨНДІРІҢІЗ.
2. СУДЫ НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА БАСҚА СҰЙЫҚТЫҚТЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҮСТІНЕ НЕМЕСЕ ІШІНЕ ҚҰЙМАҢЫЗ.
3. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАРТУ ҮШІН ЫЛҒАЛДЫ МАТАНЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ. СЫРТ ҚАБАТЫН ТАЗАРТУ ҮШІН ЖҰМСАҚ МАТАНЫ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. СОНЫМЕН ҚАТАР, ЛАСТЫҢ КӨБЕЮІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БІЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖҰМСАҚ МАТАМЕН МЕРЗІМДІ ТАЗАРТУДЫ ҰСЫНАМЫЗ.
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҒАН УАҚЫТТА ОНЫ ТҮПНҰСҚАЛЫ ҚОРАПТА САҚТАУДЫ ҰСЫНАМЫЗ. ОНЫ ҚАУІПСІЗ ЖӘНЕ ҚҰРҒАҚ, ШАҢНАН ҚОРҒАЛҒАН ЖЕРДЕ САҚТАУ МАҢЫЗДЫ.

ІКЕПІЛДІККЕ ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ

E&M ACTIVE® СЕРІКТЕСІ КЕПІЛДІКТІҢ НОРМАТИВТІК МЕРЗІМІНЕ КЕПІЛДІК БЕРЕДІ. БАСТАПҚЫ САТЫП АЛУ ШОТЫНДА НЕМЕСЕ САТУ ЧЕГІНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МИНИМАЛДЫ КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ (1 ЖЫЛ) БАР. СІЗГЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУ КЕРЕК БОЛСА, ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСТАПҚЫ САТЫП АЛҒАН ОРЫНҒА ЖҮГІНІҢІЗ. БҰЙЫМ, НЕГІЗІНДЕ, БАСТАПҚЫ САТЫП АЛҒАН ОРЫНҒА СІЗДІҢ ЕСЕБІҢІЗДЕН ҚАЙТАРЫЛАДЫ.

E&M ACTIVE® СЕРІКТЕСІМЕН ҰСЫНЫЛҒАН КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУМЕН НЕМЕСЕ ӨНІМ АУЫСТЫРУМЕН ШЕКТЕЛЕДІ: ЕГЕР ӨНІМ АҚАУЛЫ БОЛЫП ТАНЫЛСА, E&M ACTIVE® СЕРІКТЕСІ КӨРСЕТІЛГЕН МЕРЗІМ ІШІНДЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА БӨЛШЕГІН ЖӨНДЕУДІ НЕМЕСЕ АУЫСТЫРУДЫ ТЕГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ. КЕПІЛДІК ТОЗУҒА, ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚАТЕЛІКТЕРІНЕ, КЕЗДЕЙСОҚ ЗАҚЫМДАНУҒА, ТАБИҒИ АПАТТАРҒА, КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУҒА, ПАЙДАЛАНУДА БОЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА, ДҰРЫС ПАЙДАЛАНБАУҒА НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН УӘКІЛЕТТІ ДИЛЕР, АГЕНТ БОЛМАЙТЫН ҚАНДАЙ БОЛСА ДА ТҰЛҒАМЕН ЖӨНДЕУГЕ ЖАТПАЙДЫ. КЕПІЛДІКТІ ПАЙДАЛАНУ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТОЛЫҒЫМЕН АУЫСТЫРУ НЕМЕСЕ КЛИЕНТТІҢ ШЫҒЫСТАРЫН ТОЛТЫРУ ҮШІН ЕШБІР ЖАҒДАЙЛАРДА ҰШЫРАТПАЙДЫ.

ЖАРАМСЫЗДЫҚТАРДЫ ЖОЮ

| АҚАУЛЫҚТАР | ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ | ШЕШІМ |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ | ҚҰРЫЛҒЫ СӨНДІРІЛГЕН. | ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСЫҢЫЗ. |
| | ЗАРЯДТАУ АЯҚТАЛДЫ. | АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРЯДТАҢЫЗ. |
| | USB / МИКРО USB ДҰРЫС ҚОСЫЛМАҒАН. | ЗАРЯДТАУ КЕЗІНДЕ USB / МИКРО USB ІСКЕ ДҰРЫС ҚОСЫЛҒАНЫНА ЖӘНЕ ТҮЙІСКЕНІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ. |
| | ӨНІМ ЗАҚЫМДАНҒАН. | САТЫП АЛҒАН ОРНЫНА ЖҮГІНІҢІЗ. |
| УҚАЛАУ БАЯУЛАТЫЛАДЫ | ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЗАРЯДТАУЫ АЯҚТАЛАДЫ. | ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЗАРЯДТАҢЫЗ ЖӘНЕ ЗАРЯДТАУДАН KEЙІН ПАЙДАЛАНУҒА ОРАЛҒЫҢЫЗ. |



TOWER BRIDGE, LONDON, UK - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 TOWER BRIDGE, LONDON, UK - ВЕЛИКА БРИТАНИЯ
 TOWER BRIDGE, LONDON, UK - ҰЛЫБРИТАНИЯ